

TENSIOMÈTRE EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON) HOLTEx



Ref. DS99903



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



03/04/2026 00:37:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON) HOLTEX



Ref. DS99903

Kit Spécial Urgences

Description

- Manomètre grand écran (diam 56,5cm)
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran
- Livré avec trousse de rangement en nylon et 5 brassards de 10 à 66 cm (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse)

NB: conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances.

TENSIOMÈTRE EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS (ADULTE, XL, XXL, ENFANT, NOURRISSON) HOLTEx



Ref. DS99903

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040186924	Code douanier	901890
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.8

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 03/04/2026 00:37:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.