

THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066











30/08/2024 21:28:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.





THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066

Le Tempo Easy permet une prise de temperature sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Description

Le thermometre TEMPO EASY est un thermometre precis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou a la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, evitant ainsi les contaminations croisees.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- · Mesure instantanee
- Une temperature obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 memoires
- · 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livre avec 2 piles LR06 (AA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe lla
Code barre	3700446012021	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite emballee / Poids (kg)	0.32
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECI	FIQUES		
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:28:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand 13290 Aix-en-Provence | France









www.gsh-med.fr