

FICHE TECHNIQUE

ELECTRODE PREGELIFIEE POUR DIAGNOSTIC

REFERENCE:

TAB3521

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ELEMENTS & MATERIAUX

Forme	Rectangle
Dimension	35 x 21 mm
Surface de contact électrode/peau	689 mm ²
Surface adhésive	532 mm ²
Adhésif	Hydrogel
Contact	Carbone Ag/AgCl
surface contact	532 mm ²
Gel	Hydrogel conducteur solide
Surface du gel	532 mm ²
Support	PET
Relase liner	Polyester
Adaptateur	N/A
Matériaux	N/A
Isolation	N/A
Longueur fil	N/A
Connexion	N/A
Connexion - matière première	N/A
Surmoulage de la connexion	N/A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ACZ impedance (avant défibrillation)	< 450
DC Tension offset (avant défibrillation)	< 100
SDR (potentiel résiduel après défibrillation)	≤ 100
Slope (chute du potentiel après défibrillation)	< 1.0
COIIN (combinaison offset / bruit de fond)	< 150
Tension tolérance (DC Tension offset après DC chargement)	≤ 100

Latex	sans
Phtalates (DEHP)	sans
Produits dérivés du sang humain	sans
Produits d'origine animal	sans
Substances médicamenteuses	sans
Stérile	non
Biocompatibilité	oui
Radiotransparente	oui
Compatible IRM	oui - amagnétique
Durée optimale d'utilisation	1 heure
Durée maximale d'utilisation préconisée	1 heure
Délai de conservation	24 mois

CONDITIONNEMENT

Emballage primaire	sachets thermoscellés
Quantité/sachet	100
Emballage secondaire	boite cartonnée
Quantité/boite	10000
Conditions de stockage	+5°C - +30°C
Conditions de transport	pas de conditions particulières

AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Les électrodes ECG sont conformes aux normes ANSI/AAMI EC12 et EN ISO 10993		
Classe	I	suyvant règle 1 du Règlement UE 2017/745
Fabricant	Comepa - France	
Notice	non	
Code GMDN	35035	Electrode, Electrocardiographie, usage unique

PRECAUTIONS

Ne pas utiliser si le sachet est endommagé
Ne pas laisser les électrodes au soleil

Date de révision : Septembre 2023



35 rue du Sausset, 93290 Tremblay-en-France - France
Tel : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44
E-mail : info@comepa.com - Internet : www.comepa.com