

# seca 760

## Pèse-personne mécanique aux couleurs actuelles



- Construction robuste.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Plate-forme très stable.
- Précis et résistant.

**seca 760 :**

A l'apogée de la technologie  
des balances.

**P**roduits traditionnels de la marque seca depuis des décennies, les pèse-personnes mécaniques restent au goût du jour. Ils sont toujours fonctionnels, ne nécessitant ni courant ni pile, indiquent instantanément le poids, sont vraiment robustes, très précis et faciles d'utilisation. Leur design classique convient aux amateurs.


Des couleurs pour  
tous les goûts.

Ce pèse-personne existe en rouge bordeaux, en bleu nuit et en beige écru. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ce classique existe avec un revêtement noir en deux variantes, sur un boîtier noir ou blanc.

les modèles ont en commun le cercle chromé, la plate-forme revêtue de caoutchouc naturel rainuré, agréable au toucher, ainsi que le design classique du cadran à aiguille et le mécanisme de pesage robuste et précis.



Technologie de pesée traditionnelle dans un grand choix de couleurs.

**seca 760**

### Caractéristiques techniques

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 303 x 118 x 470 mm
- Poids : 3,5 kg
- Fonctions : réglage du zéro