

**OMRON****ERAFITO**  
Maison de la SantéREF OMR319  
HBF-222T-EBK**VIVA**Impédancemètre connecté  
pour un usage à domicileConnecté via l'application OMRON connect :  
suivi et partage des mesures avec son médecin

- ✓ Validé cliniquement<sup>(2)</sup>
- ✓ Technologie « Step on »
- ✓ Reconnaissance automatique de l'utilisateur
- ✓ Mesure rapide en 4 secondes
- ✓ Classification des résultats de graisse corporelle, graisse viscérale, muscle squelettique et IMC sur l'écran de l'appareil et dans l'application OMRON connect
- ✓ Compact, élégant, avec un grand écran LCD
- ✓ Mémoire : 30 mesures x 4 utilisateurs + 1 invité

Type de mesures	- Poids : 2 à 150 kg (par palier de 100 g) - Pourcentage graisse corporelle : 5 à 60%, par palier de 0,1% - Pourcentage muscle squelettique : 5 à 50%, par palier de 0,1% - Niveau de graisse viscérale : jusqu'à 30 niveaux - Indice de masse corporelle (IMC) : 7 à 90, par palier de 0,1 - Métabolisme au repos : 385 à 3999 kcal, par palier de 1 kcal
Profil utilisateur	10 à 80 ans - 1 à 1,995 m - 2 à 150 kg
Couleur	Noir
Alimentation	4 piles AAA (6 mois environ)
Livré avec	Appareil, piles, manuel d'utilisation, instructions d'installation
Matériaux	Plateau en verre trempé, coussinets en polyuréthane
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	3 ans

**Données logistiques**

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (6 ex.)		
HBF-222T-EBK	40 15672 11090 8	285 x 28 x 280 mm 1,6 kg	332 x 43,5 x 320 mm 2,2 kg	352 x 357 x 294 mm 14,1 kg	-20°C à +60°C	10 à 95%