

THERMOMÈTRES

Réf. THE008

ONE MEDICAL - THERMOMÈTRE THERMO ONE COMBO



 **ONE
MEDICAL**

Garantie 18 mois
18
Garantie 18 mois

ONE MEDICAL - THERMOMÈTRE THERMO ONE COMBO

Le **thermomètre Thermo One Combo** est conçu pour la mesure intermittente de la température corporelle, que ce soit au niveau du conduit auditif ou sur la surface centrale de la peau du front, chez des personnes de tout âge. Ce thermomètre peut être utilisé aussi bien par les particuliers à domicile que par les professionnels de santé.

Les étapes pour mesurer la température sont simples, que ce soit pour l'oreille ou le front. L'appareil change automatiquement de mode selon la position du capuchon transparent : lorsque ce dernier est en place, il active la mesure frontale ; lorsqu'il est retiré, il passe en mode auriculaire. La prise de mesure est très rapide, ne dépassant pas trois secondes, et offre une grande précision. Le thermomètre émet un signal sonore intuitif composé de cinq bips courts pour indiquer immédiatement une température élevée ou une fièvre comprise entre 37,4 °C et 43 °C, facilitant ainsi une lecture rapide et fiable.

L'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes sans utilisation, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie des piles. Facile à transporter grâce à son design ergonomique, ce thermomètre dispose d'un rétroéclairage LED et d'un écran d'affichage numérique LED de couleur blanche qui permet une lecture aisée, même la nuit.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ 2 modes de mesures : auriculaire et frontale
- ◆ Changement automatique de mode en fonction de la position du capuchon transparent
- ◆ Alarme de fièvre avec indicateur sonore
- ◆ Affichage en degré Celsius ou Fahrenheit
- ◆ Extinction automatique de l'appareil après 30 secondes d'inactivité
- ◆ Indicateur de batterie faible
- ◆ Portable et léger
- ◆ Écran LED haute définition

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 32°C à 43°C | ◆ Humidité : ≤ 85% RH | ◆ Certifications : / |
| ◆ Dimensions (cm) : 14,4 x 3,4 x 4,35 (L x l x h) | ◆ Pression : 70kPa~106kPa | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Poids : 80 g (avec piles) | ◆ Autonomie : / | |
| ◆ Température : 10 °C - 40 °C | ◆ Alimentation : 2 piles AAA | |
| | ◆ Protection : IP22 | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermo One Combo

Destination : Mesure de la température corporelle par voie frontale ou auriculaire

Fabricant : Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 22/08/2025

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. +33 4 93 72 53 54

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France